


FICHA TÉCNICA



Desinfetante de Canil e Gatil

Bactericida, Esporicida e Fungicida: O Layca Canil e Gatil é um esterilizante e desinfetante de uso veterinário. Como esterilizante a frio (sem diluir), pode ser usado por até três vezes. Como desinfetante, pode ser diluído em até 1.3 e utilizado durante 14 dias. Ideal para clínicas e hospitais veterinários, em instrumentos, materiais sensíveis ao calor (Borrachas, Plásticos, Lentes e etc...) também em instalações e um forte aliado no combate aos fungos que causam a parvovirose.

Indicação: Indicado como esterilizante e desinfetante de instrumentos termômetros, equipamentos de plástico ou borrachas, clínicas e hospitais veterinários, instalações diversas e outros materiais que não possam ser esterilizados pelo calor, veículos de transportes de animais, canil e gatil. Este produto pode ser usado semanalmente no canil ou mediante orientações do médico veterinário.

Modo de Usar: E pronto para o uso mas pode ser diluído e é eficaz em concentrações de até 0,5%. Esterilização emergir no produto puro, preferentemente em recipientes plásticos 10 horas e enxaguar. Desinfestação (veículos de transporte e demais materiais), diluir o produto (1:3).

Canil: pulverizar ou passar o produto deixando agir por 10 minutos e remove-lo com água ou deixar secar a temperatura ambiente. Em veículos de transporte e canil só colocar os animais após a completa secagem do produto.

Gatil: dissolver 1 litro do LAYCA em 10 litros de água e esfregar o canil e deixe secar por si. Só assim deve voltar a colocar os animais no canil.

Cuidados: - Não utilizar em lâminas de banho e tosa e em outros materiais constituídos de aço carbono.

- Não usar sobre o animal e sim nas instalações.

- Manter fora do alcance das crianças.

Composição: Cada 1L de produto contém:

Glutaraldeído	20g
Lixívia	1g
Di-Quartenário de amônio	4g
Permitrina	2g
Veículo q.s.p	1000 ml